

品番	GR0210
品名	大型汎用バイス
概要	2つのブロック板で試料を挟んで固定します。
取説	大型汎用バイスは、試料固定スタンド（GR0547）かワンタッチクランプ（GR0548）で固定させて使用します。
イメージ図	<p>ブロック板の間に試料を入れて、ブロック板をネジで締め込み固定します。試料の大きさに合わせてねじを付け替えます。</p>   

品番	GR0400
品名	汎用バイス
概要	2つのブロック板で試料を挟んで固定します。
取説	<p>ミクラカット152、200-Sの場合は直接ねじ止めします。</p> <p>ミクラカット202の場合は、試料固定スタンド（GR0547）かワンタッチクランプ（GR0548）で固定させて使用します。</p>
イメージ図	<p>ブロック板の間に試料を入れて、ブロック板をネジで締め込み固定します。 試料の大きさに合わせてねじを付け替えます。</p> <div data-bbox="347 768 887 1283" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="895 779 1481 1088" data-label="Text"> <p>試料が円柱状の場合は、切欠きがある面を使用して固定します。 試料が四角の場合は、反対のフラットな面を使用して固定します。</p> </div> <div data-bbox="347 1308 895 1839" data-label="Image"> </div>