

品番	GR0402、GR0434
品名	丸型バイス
概要	円柱状の試料や樹脂埋めした試料を固定します。
取説	<p>ミクラカット152、200-Sの場合は直接ねじ止めします。</p> <p>ミクラカット202の場合は、試料固定スタンド（GR0547）かワンタッチクランプ（GR0548）で固定させて使用します。</p>
イメージ図	<p>3本のセットビスで固定します。</p> <p>GR0402はφ32mmまでの試料、GR0434はφ40mmまでの試料を固定出来ます。</p> 