

品 番	GR0403
品 名	不定形試料用バイス
概 要	不定形の試料を固定します。
取 説	<p>ミクラカット152、200-Sの場合は直接ねじ止めします。</p> <p>ミクラカット202の場合は、試料固定スタンド（GR0547）かワンタッチクランプ（GR0548）で固定させて使用します。</p>
イメージ図	<p>試料を入れてセットビスを締め込んで固定します。</p> <p>全てのセットビスを締める必要はありません。</p> <div style="text-align: center;">   </div>