

品番	GR0404
品名	接着用バイス
概要	ワックスを塗布し試料を接着し固定します。
取説	<p>ミクラカット152、200-Sの場合は直接ねじ止めします。</p> <p>ミクラカット202の場合は、試料固定スタンド（GR0547）かワンタッチクランプ（GR0548）で固定させて使用します。</p>
イメージ図	<p>バイスをヒーターで温めて、バイス表面でワックス溶かし塗ります。  その上に試料を乗せ、ワックスが冷めると接着出来ます。  再び温めるとワックスが解けて試料が取り出せます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div data-bbox="333 828 829 1155" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="882 815 1362 1151" style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>