

品番	GR0430、GR0431
品名	涙滴バイス
概要	円柱型の試料などを固定します。
取説	<p>ミクラカット152、200-Sの場合は直接ねじ止めします。</p> <p>ミクラカット202の場合は、試料固定スタンド（GR0547）かワンタッチクランプ（GR0548）で固定させて使用します。</p>
イメージ図	<p>試料を入れてセットビスを締め込んで固定します。</p> <p>六角形の試料などの固定も出来ます。</p> <p>GR0430: <math>\phi 18 \sim 40\text{mm}</math> の試料</p> <p>GR0431: <math>\phi 5 \sim 20\text{mm}</math> の試料</p> <div style="text-align: center;">   </div>