



品番	GR0547		
品名	試料固定スタンド		
概要	各種バイスを装着するための土台となるスタンドです。		
取説	<p>スタンド底部のTナットをテーブルの溝にスライドさせてセットし、ボルトを締め固定します。</p> <p>スタンド右部の固定板に各種バイスを取付けて使用します。</p>		
イメージ図			<p>GR0547</p> <p>この固定板をスライドさせて取外し、センターのネジで各種バイスを固定します。大型汎用バイス（GR0210）については、固定板が一体となっているので、スタンドの固定板を外して取付けます。</p>
